

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla wag niemowlęcych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Waga niemowlęca służy do monitorowania rozwoju dziecka, ale jej niewłaściwe użytkowanie stwarza ryzyko upadku z wysokości, który u niemowląt może prowadzić do poważnych urazów głowy. Waga nie jest miejscem do zabawy ani przewijania, a pomiar musi odbywać się pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.

1. Zapobieganie upadkom i urazom (Krytyczne)

- **Stały nadzór (Krytyczne):** Nigdy, nawet na sekundę, nie spuszczać dziecka z oczu ani nie oddalać się od wagi, gdy znajduje się na niej niemowlę. Dzieci w tym wieku mogą wykonać gwałtowny, nieskoordynowany ruch, który doprowadzi do zsunienia się z tacki.
- **Asekuracja dłonią:** Podczas ważenia trzymaj dłoń tuż nad ciałem dziecka (nie dotykając go, aby nie zafałszować wyniku), aby móc natychmiast zareagować w razie próby obrotu lub odepchnięcia się od krawędzi.
- **Lokalizacja wagi:** Wagę stawiaj wyłącznie na płaskich, stabilnych i szerokich powierzchniach (np. stół, podłoga). Unikaj stawiania wagi blisko krawędzi blatu. Najbezpieczniejszym miejscem do ważenia jest twarde podłoże (podłoga).

2. Bezpieczeństwo konstrukcyjne i higiena

- **Kształt tacki:** Używaj wag z wyraźnie wyprofilowaną, ergonomiczną tacką o podwyższonych brzegach. Zapobiega to przypadkowemu stoczeniu się niemowlęcia.
- **Funkcja HOLD (Krytyczne):** Wybieraj wagi z funkcją stabilizacji pomiaru (HOLD), która pozwala na dokładny odczyt wagi nawet przy ruchliwym dziecku. Skraca to czas przebywania niemowlęcia na urządzeniu i minimalizuje stres.

- **Dezynfekcja i komfort:** Zawsze kładź na wadze cienką, czystą pieluszkę tetrową lub jednorazowy podkład. Chroni to dziecko przed kontaktem z zimnym plastikiem oraz zapobiega przenoszeniu drobnoustrojów. Po każdym użyciu przetrzyj tackę środkiem dezynfekującym bezpiecznym dla dzieci.

3. Bezpieczeństwo baterii i elektroniki

- **Zabezpieczenie komory baterii:** Upewnij się, że klapka baterii jest przykręcona śrubą lub posiada blokadę uniemożliwiającą otwarcie przez dziecko. Baterie guzikowe lub małe ogniwa AAA są śmiertelnym zagrożeniem w przypadku połknięcia.
- **Wycieki elektrolitu:** Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas (np. kilka tygodni), wyjmij z niej baterie. Wyciekający kwas może trwale uszkodzić elektronikę i zanieczyścić tackę, na której kładziesz dziecko.

4. Interpretacja wyników i zdrowie psychiczne

- **Błąd pomiaru:** Pamiętaj, że wagi domowe mają określoną tolerancję błędów. Niepokojące wahania wagi zawsze konsultuj z pediatrą, zamiast podejmować samodzielne decyzje o zmianie sposobu karmienia.
- **Częstotliwość ważenia:** Nadmierne, codzienne ważenie niemowlęcia (o ile lekarz nie zaleci inaczej) może prowadzić do niepotrzebnego stresu u rodziców (tzw. "lęk wagowy"). Waga dziecka waha się w ciągu doby w zależności od karmienia i wypróżnień.

5. Przechowywanie i konserwacja

- **Przeciążenie:** Nigdy nie stawiaj na wadze przedmiotów cięższych niż jej maksymalny udźwig (zazwyczaj 20 kg). Może to trwale uszkodzić czujniki tensometryczne, co spowoduje błędne wskazywanie masy ciała dziecka.

- **Wilgoć:** Nie przechowuj wagi w łazience, gdzie panuje wysoka wilgotność. Para wodna może uszkodzić precyzyjny układ elektroniczny.

6. Utylizacja

- **Elektroodpady:** Waga zawiera czujniki metalowe, wyświetlacz LCD i płytki drukowane. Po zakończeniu użytkowania oddaj ją do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
- **Baterie:** Zużyte baterie wrzucić do dedykowanego pojemnika w sklepie lub punkcie zbiórki.