

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla szczoteczek elektrycznych

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Szczoteczki elektryczne to urządzenia elektroniczne używane w wilgotnym środowisku. Uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia.

Niewłaściwe użycie lub uszkodzenie może prowadzić do **porażenia prądem, uszkodzenia zębów/dziąseł, pożaru** lub ryzyka zadławienia.

1. Ogólne bezpieczeństwo i przeznaczenie

- **Zagrożenie elektryczne (Krytyczne):** Chociaż większość nowoczesnych szczoteczek jest wodoodporna, **ładowarka i baza ładująca nie są**.
 - **Nigdy nie zanurzaj ani nie umieszczaj ładowarki w wodzie.**
 - **Nie używaj ładowarki w pobliżu wanny lub prysznica** (ryzyko upadku do wody i porażenia).
- **Akumulatory Li-Ion (Krytyczne):** Szczoteczki zawierają akumulatory, które stwarzają ryzyko **pożaru/eksplozji** w przypadku uszkodzenia, przebicia lub nieprawidłowego ładowania.
- **Właściwe użytkowanie:** Szczoteczka jest przeznaczona wyłącznie do mycia zębów i dziąseł. **Nie jest zabawką.**
- **Ryzyko zadławienia:** Małe, wymienne główki/końcówki stanowią **ryzyko zadławienia** dla małych dzieci. Przechowuj je poza ich zasięgiem.

2. Bezpieczeństwo użytkowania i higiena

- **Stan główki (Krytyczne):** Wymieniaj główkę szczoteczki regularnie (zwykle co 3 miesiące lub gdy włókna są postrzępione). Uszkodzona lub zużyta główka może **uszkodzić szkliwo lub dziąsła**.
- **Użycie z uszkodzeniem:** Nie używaj szczoteczki, jeśli **jest uszkodzona, ma pękniętą rączkę, uszkodzony kabel ładowarki lub spuchnięty akumulator**. Uszkodzony sprzęt należy natychmiast wycofać z użytku.

- **Higiena:** Po każdym użyciu **dokładnie opłucz główkę** i przechowuj ją w pozycji pionowej, aby umożliwić wyschnięcie.
- **Problemy stomatologiczne:** Jeśli masz problemy z dziąsłami, przeszedłeś operację jamy ustnej lub masz stymulator serca (w przypadku modeli sonicznych), **skonsultuj się z dentystą/lekarzem** przed użyciem szczoteczki.

3. Konserwacja i ładowanie

- **Ładowanie:** Używaj **wyłącznie oryginalnej ładowarki** dołączonej do zestawu.
- **Czyszczenie:** Regularnie czyść rączkę i bazę ładującą szczoteczki. Zawsze odłącz ładowarkę od prądu przed czyszczeniem.
- **Dzieci:** Dzieci powinny używać szczoteczek elektrycznych **pod nadzorem osoby dorosłej**.

4. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne (WEEE) – Krytyczne:** Rączka szczoteczki i baza ładująca są **odpadami elektronicznymi** i zawierają akumulator. **Nie wyrzucaj ich do ogólnego kosza na śmieci.**
- **Recykling:** Zutilizuj zużytą szczoteczkę i ładowarkę w wyznaczonych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego (WEEE) i zużytych baterii.
- **Główki:** Zużyte plastikowe główki zutilizuj jako odpady zmieszane (lub plastik, jeśli możliwy jest recykling).