

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla irygatorów do zębów**

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR)

Ważne! Irygator do zębów wykorzystuje strumień wody pod wysokim ciśnieniem oraz zasilanie elektryczne. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń dziąseł, infekcji lub porażenia prądem.

### **1. Ogólne bezpieczeństwo i zdrowie jamy ustnej**

- **Ryzyko uszkodzenia tkanek (Krytyczne):** Nigdy nie kieruj strumienia wody bezpośrednio pod język, do ucha, nosa, oczu ani innych wrażliwych miejsc. Strumień pod wysokim ciśnieniem może spowodować poważne uszkodzenia tych organów. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu ciśnienia, aby przyzwyczaić dziąsła do zabiegu.
- **Krwawienie i ból:** Lekkie krwawienie dziąseł przy pierwszych użyciach jest normalne. Jeśli jednak krwawienie jest obfite lub nie ustępuje po dwóch tygodniach stosowania, przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z dentystą.
- **Przeciwwskazania medyczne:** Osoby z chorobami przyzębia, otwartymi ranami w jamie ustnej lub osoby po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem irygatora.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z irygatora wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Małe elementy (wymienne końcówki) stanowią ryzyko zadławienia.

### **2. Bezpieczeństwo elektryczne i praca z wodą**

- **Ryzyko porażenia prądem (Krytyczne):** Nie dotykaj zasilacza ani bazy ładującej mokrymi rękami. Jeśli irygator stacjonarny wpadnie do wody, natychmiast odłącz go od zasilania przed próbą wyjęcia.

- **Ładowanie i zasilanie:** Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki lub bazy zasilającej dołączonej do zestawu. W modelach bezprzewodowych upewnij się, że gniazdo ładowania jest całkowicie suche przed podłączeniem kabla.
- **Wilgoć:** Choć końcówka i zbiornik mają kontakt z wodą, baza zasilająca (w modelach stacjonarnych) nie powinna być zanurzana w płynach. Nie używaj urządzenia pod prysznicem, chyba że producent wyraźnie zaznaczył stopień wodoodporności (np. IPX7).

### 3. Eksploatacja i higiena

- **Higiena zbiornika (Krytyczne):** Woda pozostawiona w zbiorniku sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni. Po każdym użyciu opróżnij zbiornik i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia. Raz w tygodniu zaleca się czyszczenie zbiornika wodą z delikatnym środkiem odkażającym.
- **Stosowanie płynów:** Używaj wyłącznie czystej wody lub letniej wody z dodatkiem płynu do płukania ust (zgodnie z instrukcją). Nie używaj olejków eterycznych, jodiny ani roztworów soli, ponieważ mogą one nieodwracalnie uszkodzić mechanizm pompy.
- **Zasada jednego użytkownika:** Ze względów higienicznych każda osoba powinna posiadać własną, osobistą końcówkę (dyszę) irygatora, aby uniknąć przenoszenia infekcji.
- **Wymiana końcówek:** Końcówki należy wymieniać co 3–6 miesięcy (zależnie od typu), ponieważ osady z kamienia i zużycie mechaniczne mogą wpływać na jakość strumienia i bezpieczeństwo użytkownika.

### 4. Konserwacja i przechowywanie

- **Odkamienianie:** Jeśli mieszkasz w regionie z twardą wodą, regularnie odkamieniaj urządzenie dedykowanymi środkami. Nagromadzony kamień może zwiększyć ciśnienie wewnętrzne i doprowadzić do pęknięcia przewodów.

- **Przechowywanie:** Nie przechowuj urządzenia w miejscach, gdzie może być narażone na upadek do wanny lub umywalki. Chronić przed skrajnie wysokimi temperaturami, które mogą uszkodzić akumulatory litowo-jonowe.

## 5. Utylizacja

- **ZSEE (Odpady elektroniczne):** Irygatory zawierają pompy, układy elektroniczne i akumulatory. Nie wolno ich wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.
- **Recykling:** Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów. Przed utylizacją (jeśli konstrukcja na to pozwala) należy wyjąć akumulator i zutylizować go w punkcie zbiórki baterii.
- **Opakowanie:** Kartonowe opakowanie wrzuć do niebieskiego pojemnika na papier, a plastikowe zabezpieczenia do żółtego na tworzywa sztuczne.